

Análise de Viscosidade de Tintas Automotivas

Entender a viscosidade das tintas automotivas é crucial para assegurar uma aplicação uniforme, a cobertura adequada e o acabamento desejado na superfície externa dos automóveis. O controle preciso da viscosidade garante que a tinta mantenha fluidez adequada e aderência uniforme durante a aplicação, resultando em uma superfície homogênea e atraente que valoriza o acabamento e a aparência do veículo, além de protegê-lo contra fatores ambientais.

Equipamentos:

- Viscosímetros: CAP 2000+L de alto torque e CAP 2000+L de baixo torque.
- Spindle: Cone 10 (CAP-S-10).
- Velocidade: 100 rpm.
- Temperatura: 25 °C.

Método de análise:

- Norma utilizada: ASTM D7395, "Método de Análise Padrão para Viscosidade Cone/Placa a uma Taxa de Cisalhamento de 500 s^{-1} ".
- Temperatura do material estabilizada a 25°C por um minuto antes do início da análise.
- Utilizou-se um retentor de solvente para evitar evaporação durante a análise.



Procedimentos:

- O Viscosímetro CAP 2000+L de alto torque e o Viscosímetro CAP 2000+L de baixo torque foram utilizados com o software CapCalC para controle automatizado e aquisição de dados.
- O spindle cone 10 foi utilizado com 170 μL de amostra.
- O cone e a placa foram limpos antes de cada análise. A cada ensaio, utilizou-se uma nova amostra de tinta.
- Foram conduzidos três ensaios para cada cor de tinta (preta e branca).

Tolerância para viscosidade:

- CAP 2000+L de alto torque: $\pm 100 \text{ cP}$.
- CAP 2000+L de baixo torque: $\pm 4,4 \text{ cP}$.

Observações:

- Figura 1: Dados da análise da tinta branca utilizando o Viscosímetro CAP 2000+L de alto torque.




Figura 1

- Figura 2: Dados da análise da tinta preta utilizando o Viscosímetro CAP 2000+L de baixo torque.




Figura 2

- Figura 3: Comparação das viscosidades entre as tintas automotivas de repintura pretas e brancas. Devido às diferenças significativas, usou-se viscosímetros distintos para cada tipo de tinta.




Figura 3: Comparação entre os métodos de análise das tintas automotivas de repintura brancas e pretas

Conclusão

A análise mostrou que as diferenças de viscosidade entre as tintas automotivas de repintura pretas e brancas exigiram o uso de viscosímetros com faixas de torque diferentes para obter resultados dentro da faixa de medição. A seleção adequada do instrumento, com base na viscosidade da amostra, é essencial para medições precisas e desempenho adequado na aplicação da tinta.