

Viscosímetro KU-3

para tintas, revestimentos e tintas de impressão

Compatível com a norma ASTM D562
(de acordo com a especificação da indústria)

Acoplamento magnético de spindles

Comporta latas de um quarto (946 ml)

Adaptador incluso

Para latas de um quartilho (437 ml)
e meio quartilho (236,5 ml)

Facilidade de uso

Sem pesos, simplificando o
procedimento de análise estabelecido

Informações exibidas na tela de LED:

- Krebs
- Gramas (peso)
- Centipoise*

Resultados das análises congelados na tela
Função disponível no botão HOLD

Precisão: $\pm 1,0\%$ da faixa

Reprodutibilidade: $\pm 0,5\%$

Spindle-padrão do tipo Krebs

Faixa de medição:

40 a 141 KU, 32 a 1.099 g e 27 to 5.274 cP*



O que está incluído

- Instrumento
- Spindle-padrão do tipo Krebs (KU-1030)
- Adaptador para latas de um quartilho (437 ml) e meio quartilho (236,5 ml)

Nota: a base comporta latas de um quarto (946 ml), dispensando o uso de adaptadores.

Acessórios opcionais

- Spindle de pasta/massa (KU-1031)

Aplicações

- Tintas
- Revestimentos
- Adesivos
- Tintas de impressão
- Pastas/massas

*Os valores em centipoise se baseiam na conversão da unidade de medida Krebs, conforme definido pela norma ASTM D562.