

Kit Adaptador UL Avançado

O Kit Adaptador UL Avançado pode ser usado com qualquer viscosímetro ou reômetro DVNext da AMETEK Brookfield.

Recursos e benefícios

- Redução da faixa de medição para até 1 cP, dependendo do viscosímetro usado.
- Conexão simples aos viscosímetros ou reômetros DV3T e DVNext da AMETEK Brookfield.
- Tamanho de pequena amostra: 16 ml.
- A geometria cilíndrica proporciona taxas de cisalhamento definidas para análise detalhada do produto.
- Se necessário, uma tampa removível de polietileno de baixa densidade pode ser considerada descartável no caso de uso único.
- As peças de aço inoxidável podem ser limpas com facilidade.
- Remoção rápida e fácil da câmara.
- Sistema de acoplamento magnético.

O que está incluído

- Conjunto de guia para posicionamento.
- Spindle com porca de acoplamento universal.
- Garra de fixação da câmara com roldana.
- Câmara para circulação de água.
- Tubo da câmara.
- Tampas de extremidade do tubo (pacote com 6 unidades).



Faixas do Adaptador UL cP (mPa·s)

LVT, LVDVE, DV1MLV	DV2TLV** DV3TLV/ DVNext***	RVT, RVDVE, DV1MRV	DV2TRV** DV3TRV/ DVNext***	HAT, HADVE, DV1MHA	DV2THA** DV3THA/ DVNext***	HBT, HBDVE, DV1MHB	DV2THB** DV3THB/ DVNext***
1,0–2 K	1,0–2 K	6,4–2 K	3,0–2 K	12,8–2 K	6,0–2 K	51,2–2 K	24,0–2 K

K = mil.

**As faixas também se aplicam aos viscosímetros da série DV-II anterior.

***As faixas também se aplicam aos reômetros da série DV-III anterior.