

Software DV Create™

Criação avançada de métodos, monitoramento em tempo real e gerenciamento de dados do DV2Plus

Aprimore suas análises de viscosidade com o software DV Create™

O software DV Create™ é indispensável para o seu viscosímetro DV2Plus. Projetado para otimizar seu fluxo de trabalho em análises de viscosidade, o DV Create™ possibilita o monitoramento de dados em tempo real, criação avançada de métodos e o gerenciamento completo dos resultados das análises – tudo a partir do seu PC. Seja convertendo arquivos de outros formatos ou criando métodos complexos de várias etapas, o DV Create™ oferece a precisão, a flexibilidade e a eficiência que você precisa.



Experimente o que há de mais avançado em análises de viscosidade

PRINCIPAIS RECURSOS E BENEFÍCIOS

Monitoramento de dados em tempo real

- Visualização de leituras de torque, viscosidade, velocidade e temperatura em tempo real.
- Exibição gráfica com indicadores de status das análises.
- Transição automática para a página de resultados após a conclusão da análise.
- Transferência automática de dados do instrumento para o computador.

Monitoramento de dados em tempo real

- Criação e gerenciamento de programas de análises de até 25 etapas.
- Definição de rotinas com múltiplas etapas, limites de controle de qualidade e integração com o HPQA.
- Conversão de arquivos de métodos e resultados do DV2T e do DVNext para que sejam compatíveis com o DV2Plus.
- Importação e exportação de programas via pen drive USB.

Nota: A configuração da análise é feita no instrumento.

Gerenciamento de resultados de análises

- Exporte resultados nos formatos PDF, XML ou CSV.
- Gere relatórios prontos para impressão com metadados completos.
- Funcionalidade de registro e exportação de dados para relatórios simplificados.

Gerenciamento de resultados de análises

- Reabra e revise instantaneamente arquivos de análises armazenados.
- Rastreamento simplificado de dados anteriores e gerenciamento de arquivos.

Opções de conectividade

- Bluetooth® 4.2+: Sem fio, reconexão automática, pareamento guiado.
- USB-B: Conexão direta confiável e plug and play.

Instrumentos compatíveis

- Viscosímetro DV2Plus.

REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA

Sistema operacional: Windows 10/11 (32/64-bit)

Processador: 2 GHz ou superior

Armazenamento: 1000 GB disponíveis

Tela: resolução de 1920 × 1080

Portas: USB ou Bluetooth 4.2+

Por que escolher o DV Create™?

O DV Create™ simplifica as análises complexas de viscosidade combinando recursos poderosos com uma interface intuitiva.

Do monitoramento em tempo real à criação avançada de métodos e à conversão de arquivos de outros formatos, o DV Create™ foi desenvolvido para aprimorar a produtividade e a integridade dos dados do seu laboratório.

Baixe e teste

Experimente sem riscos o DV Create™ por 30 dias. Acesse o site brookfieldengineering.com para baixar e saber mais como o DV Create™ pode transformar suas análises de viscosidade.