

Escolhendo o Software Certo – DV Create™ vs. DV360™

Com o viscosímetro DV2Plus estabelecendo o padrão global em medição de viscosidade, selecionar o software certo pode aumentar significativamente a eficiência da rotina de trabalho. A AMETEK Brookfield oferece duas plataformas de software: DV Create™ e DV360™. Cada plataforma foi adaptada para atender às diferentes necessidades dos usuários e ambientes laboratoriais. Incentivamos nossos clientes a avaliar seus requisitos de fluxo de trabalho e escolher o software que melhor se adapta às suas necessidades operacionais.

Visão geral de comparação entre os softwares:

O DV Create™ é mais adequado para:

- Rotinas laboratoriais básicas
- Usuários do PG Flash em transição
- Programação de análises simples e baseada em etapas (até 25 etapas)
- Transferência automática de dados para o computador

O DV360™ é recomendado para clientes que:

- Executam análises diretamente no computador
- Executam modelos matemáticos
- Personalizam relatórios
- Comparam ou analisam dados
- Exigem ferramentas de conformidade (norma 21 CFR Parte 11, logins, trilhas de auditoria, entre outros)

Tabela de comparação de recursos:

Recurso	DV Create™	DV360™
Execução de análises no computador	✗	✓
Monitoramento em tempo real	✓	✓
Criação e transferência de programas	✓ (USB/Bluetooth)	✓ (Controle direto)
Modelos matemáticos	✗	✓
Relatórios personalizados	✗	✓
Comparação e análise de dados	✗	✓
Conformidade com a norma CFR 21 Parte 11	✗	✓
Controle de múltiplos instrumentos	✗	✓
Transferência de dados automática	✓	✓
Programação de múltiplas etapas	✓	✓

Para mais informações sobre nossas soluções de software e sistemas de viscosímetros, visite o site www.laboraltec.com.br ou entre em contato com a Laboraltec para receber recomendações personalizadas.

LABORALTEC

Rua Antônio Arnaldo Albergária Pereira, 1616, Parque Via Norte, Campinas, SP, 13065-010
www.laboraltec.com.br



Reprodutível



Confiável



Preciso